

Гастровидеоскоп GIF-XTQ160

РЗН 2015/3464

видеоскоп, резкость 8-100 мм, диаметр дистального конца 11.0 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 10.5 мм, рабочая длина 1100 мм, минимальное расстояние 5 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Направление обзора              | 0 °       |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 210 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 90 °      |
| Изгиб дистальной части вправо   | 100 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 100 °     |
| Глубина резкости                | 8-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 11.0 мм   |
| Инструментальный канал          | 2.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 10.5 мм   |
| Общая длина                     | 1435 мм   |
| Рабочая длина                   | 1100 мм   |
| Минимальное видимое расстояние  | 5 мм      |

Дополнительные характеристики

Видеогастроскоп GIF-XTQ160 — Исследование слизистой верхних отделов ЖКТ с увеличением до 115 раз (при использовании монитора с диагональю 20 дюймов).

Превосходное качество изображения при увеличении до 115 раз в сочетании с полноэкранным изображением позволяют исследовать самые мелкие детали слизистой с максимальным вниманием. увеличение изображения помогает выявить специфические узоры пищевода Барретта, который может представлять участки тяжелой дисплазии.

Прозрачный дистальный колпачок обеспечивает оптимальное расстояние от линзы до слизистой.

Сверхширокое поле зрения (в положении WIDE) позволяет детально осматривать участок слизистой большой площади.

Эргономичный дизайн рукоятки улучшает маневренность гастроскопа, а программируемые кнопки, легкодоступные рукоятки управления и рычаг управления увеличением позволяют управлять ими левой рукой, что делает манипулирование аппаратом более удобным.

Полная совместимость с процессорами 160 и 140 серии.

Функция определения индивидуальных настроек эндоскопа позволяет сохранять и выводить их на экран монитора для максимального удобства в работе.