

Гониолинза Volk 3-Mirror

ФСЗ 2011/10375

гониоскоп, линза Гольдмана, увеличение изображения
1.03x / 1.06x, контактный диаметр 15.3 мм / 18 мм,
наклон граней 60° / 66° / 76°

Volk Optical Inc., США




Характеристики

Назначение	гониоскоп
Линза Гольдмана	Да
Увеличение изображения	1.03x / 1.06x
Контактный диаметр	15.3 мм / 18 мм
Углы наклона граней	60° / 66° / 76°

Описание

Линзы Volk 3-Mirror (V3MIR / VU3MIR) – трехзеркальные линзы для гониоскопии. Предназначены для использования в качестве диагностических контактных линз при обследовании глаза, а также при лазерном лечении внутриглазных патологий.



Модификации линз Volk 3-Mirror:

- **V3MIR** (3-Mirror Gonio Fundus NF) – стандартная контактная жидкость, покрытие BBAR
- **VU3MIR** (3-Mirror Gonio Fundus NF) – стандартная контактная жидкость, без покрытия
- **V3MIRANF+** (3-Mirror Gonio Fundus ANF+) – ANF+ конструкция без жидкости, покрытие BBAR
- **VU3MIRANF+** (3-Mirror Gonio Fundus ANF+) – ANF+ конструкция без жидкости, без покрытия

Характеристики

Параметры	V3MIR	VU3MIR	V3MIRANF+	VU3MIRANF+
Увеличение изображения	1.03x	1.03x	1.06x	1.06x
Увеличение лазерного пятна	0.97x	0.97x	0.94x	0.94x
Контактный диаметр	15.3 мм	15.3 мм	18 мм	18 мм
Наклон граней	60° / 66° / 76°			