


Диагностический реагент Dialab Холестерин общий CHOD-PAP

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, липидный профиль, холестерин, метод определения цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CHOD-PAP, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	холестерин
Метод	цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CHOD-PAP
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	5×25 ml

Дополнительные характеристики

Холестерин общий, Cholesterol, CHOD-PAP

Диагностический реагент для количественного определения in vitro холестерина в человеческой сыворотке или плазме при помощи фотометрических систем.

Метод теста - цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CHOD-PAP.