

Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ Азопирам-П»

РЗН 2017/5816

набор реагентов, для обнаружения следов крови,
порошок амидопирина / порошок анилина
солянокислого, - определений

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	набор реагентов
Назначение	для обнаружения следов крови
Состав набора	порошок амидопирина / порошок анилина солянокислого
Объемы в наборе	- порошок амидопирина - 10 г - порошок анилина солянокислого - 0.15 г
Количество определений	-

Дополнительные характеристики

Индикаторы ЭомиТЕСТ Азопирам предназначены для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях.