

Инфузионный набор Medtronic MiniMed Silhouette

ФСЗ 2011/10169

набор инфузионный, трубка / канюля, канюля
тефлоновая, длина канюли 13 / 17 мм, длина трубки
46 / 60 / 80 / 110 см, угол введения 20-40°, с
разъединением у порта

Unomedical A/S, Дания



Характеристики

Тип	набор инфузионный
Состав	трубка / канюля
Канюля	тефлоновая
Длина канюли / иглы	13 / 17 мм
Длина трубки	46 / 60 / 80 / 110 см
Угол введения	20-40°
Разъединение у порта	Да

Описание

Инфузионная система Медтроник МиниМед Силуэт – это одноразовое устройство для подкожного введения инсулина, используемое вместе с помпами Медтроник.

Устройство позволяет настраивать угол (20-40°) и глубину введения канюли, что делает его подходящим для использования беременными женщинами с конца второго триместра, когда ткани брюшной области начинают растягиваться.

Длина трубочки: 46 / 60 / 80 / 110 см.

Длина канюли: 13 / 17 мм.

Особенности MiniMed Silhouette

- Мягкая тефлоновая канюля
 - Регулируемый угол введения в диапазоне 20-40°
 - Отсоединение в месте установки
 - Замена каждые 48-72 часа
 - Низкий профиль, закругленное основание
- Плотное и надежное прилегание всех соединяемых частей
- Не выделяется под одеждой

Использование набора Medtronic Silhouette

Благодаря самоклеящемуся слою исключается самопроизвольное выпадение канюли из кожи. С помощью специального замка-защелки катетер можно отсоединить от канюли, а канюлю закрыть заглушкой для приема водных процедур. Процедура соединения катетера и канюли сопровождается отчетливо слышимым щелчком. Одну канюлю можно использовать 2-3 дня.

Для легкого и безошибочного введения необходимо использовать сертер MiniMed Sil-Serter. С помощью сертера можно обеспечить доступ к труднодоступным местам установки инфузионного набора на теле.

Модели

Название	Длина канюли	Длина трубки
Silhouette MMT-368	13 мм	46 см
Silhouette MMT-381	13 мм	60 см
Silhouette MMT-383	13 мм	80 см
Silhouette MMT-382	13 мм	110 см
Silhouette MMT-378	17 мм	60 см
Silhouette MMT-384	17 мм	80 см
Silhouette MMT-377	17 мм	110 см