

Калибровочная плазма / Calibration Plasma, кат. № 5185

ФСЗ 2011/11270

система открытая, контрольная плазма, объем 10000
мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма
Назначение	для внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор
Объем	10000 мкл
Фасовка	Калибровочная плазма приготовленная из нормальной человеческой плазмы (1 мл/фл.) – 10 флаконов.

Описание

Калибровочная плазма (Calibration Plasma) предназначена для внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, фибриногена, фактора фон Виллебранда, антигенного и функционального белка С, белка S (общий и свободный), а также хромогенные анализы, включая антитромбин (АТ) III, белок С, фактор VIII и плазминоген.

Основные особенности

Один калибратор для нескольких анализов. Значения для факторов II, VII, VIII, IX и X, а также хромогенного фактора VIII, АТ III и белка С **соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.**