

Контроль нормальный ROTROL N – level I

ФСЗ 2010/08284

система закрытая, для анализаторов ROTEM,
контрольный материал / тромбоэластометрия

Tem Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	ROTEM
Параметр определения	контрольный материал / тромбоэластометрия
Назначение	для мониторинга соответствия и точности тестов, проводимых на системе гемостаза цельной крови ROTEM

Описание

Контрольная плазма **ROTROL N** (лиофилизат) изготовлена из плазмы крови человека. Плазма была скорректирована, чтобы показывать значения коагуляции в нормальном диапазоне ROTEM® для цельной крови (нормальный контроль).