

Контроль гематологический Контролблод 16 (Kontrollblod 16)

ФСЗ 2011/09203

контроль, для анализаторов Abbott / Beckman Coulter /
Danam / Erma / Horiba / Nihon Kohden / Medonic /
Mindray / Orphee S.A. / Swelab, нормальный / низкий /
высокий / трехуровневый, 3 мл

LABEX Reagens AB, Швеция



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Abbott / Beckman Coulter / Danam / Erma / Horiba / Nihon Kohden / Medonic / Mindray / Orphee S.A. / Swelab
Уровень	нормальный / низкий / высокий / трехуровневый
Объем	3 мл
Срок использования	в закрытой таре - 160 суток, после вскрытия - 21 суток

Дополнительные характеристики

Фасовка:

- 3 мл / 6×3 мл - Abnormal Low / Normal / Abnormal High;
- 6×3 мл / 12×3 мл - Trilevel.

Применяется для проведения контроля качества измерений автоматических гематологических анализаторов:

- Horiba ABX Micros 60;
- Abbot Cell-Dyn CD 1500, CD 1600, CD 1700, CD 1800;
- Mindray BC 1800, BC 2600, BC 2800, BC 3000+;
- Beckman Coulter MD-series (MD-8,18), STKS, MAXM, HmX, AcT Diff, AcT Diff 2, AcT Diff 5, STKR, S-Plus IV-V-VI, T-series (T 540/660/890);
- Swelab AC 920;
- Medonic CA-620;
- Orphee Mythic 18;
- Danam Datacell 18/18MS/18MS Plus / Datacell 16CP/I180;
- Nihon Kohden Celltac Alpha MEK 6318 K;
- Erma PCE 210.

Назначение.

Клинико-диагностическим лабораториям необходим материал для оценки точности и воспроизводимости результатов измерения параметров цельной крови на гематологических анализаторах, а также с помощью ручных методов. Для этого применяется гематологический контроль – стандартный образец с известными

значениями измеряемых показателей. Гематологический контроль Kontrollblod 16 поставляется в трех различных уровнях: нормальный, патологически низкий и патологически высокий. Контроль качества гематологических исследований включает измерение стандартных образцов по всем трем уровням. Гематологические контроли поставляются в пластиковых пробирках с завинчивающимися крышками. Анализ контрольного материала возможен как путем ручной подачи открытой пробирки, так и с использованием встроенного в прибор прокалывателя крышки.

Ограничения.

В контрольном материале Kontrollblod 16 для имитации лейкоцитов используются эритроциты. Эритроциты имитируют только размеры лейкоцитов, но не морфологию, поэтому Kontrollblod 16 не предназначен для дифференциального подсчета популяций лейкоцитов микроскопическим методом.

Хранение и стабильность.

Контрольный материал Kontrollblod 16 следует хранить в вертикальном положении при температуре 2°C – 8°C, категорически запрещается нагревать и замораживать. Стабильность в закрытой таре – 160 суток. После вскрытия Kontrollblod 16 стабилен в течение 21 суток при соблюдении указанных условий хранения и использования.