

Контроль гематологический Контролблод 16 X (Kontrollblod 16 X)

ФСЗ 2011/09203

контроль, для анализаторов Sysmex, нормальный /
низкий / высокий / трехуровневый, 5 мл

LABEX Reagens AB, Швеция



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Sysmex
Уровень	нормальный / низкий / высокий / трехуровневый
Объем	5 мл
Срок использования	в закрытой таре - 160 суток, после вскрытия - 18 суток

Дополнительные характеристики

Фасовка:

- 5 мл / 6×5 мл - Abnormal Low / Normal / Abnormal High;
- 6×5 мл / 12×5 мл - Trilevel.

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений. Применяется для проведения контроля качества измерений автоматических гематологических анализаторов **Sysmex K-4500, KX 21, K-1000**.

Назначение:

Клиническим лабораториям необходим материал для оценки точности и воспроизводимости результатов измерения параметров цельной крови на гематологических анализаторах, а также с помощью ручных методов. Для этого применяется гематологический контроль – стандартный образец с известными значениями измеряемых показателей. Гематологический контроль Kontrollblod 16 X поставляется в трех различных уровнях: нормальный, патологически низкий и патологически высокий. Контроль качества гематологических исследований включает измерение стандартных образцов по всем трем уровням. Гематологические контроли поставляются в пластиковых пробирках с завинчивающимися крышками. Анализ контрольного материала возможен как путем ручной подачи открытой пробирки, так и с использованием встроенного в прибор прокалывателя крышки.

Хранение и стабильность.

Контрольный материал Kontrollblod 16 X следует хранить в вертикальном положении при температуре 2°C – 8°C, категорически запрещается нагревать и замораживать.

Стабильность в закрытой таре – 160 суток. После вскрытия Kontrollblod 16 X стабилен в течение 18 суток при соблюдении указанных условий хранения и использования.