

Контрольная плазма для коагуляционных тестов Diagon Dia-CONT I-II

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, контрольная плазма
Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая		
Для анализаторов	Diagon серия Coag		
Параметр определения	контрольная плазма		
Фасовка	каталожный номер	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне нормы	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне патологии
	91020	10 фл x 1 мл	10 фл x 1 мл

Описание

Контрольная плазма для коагуляционных тестов Diagon **Dia-CONT I-II** – это двухуровневая контрольная плазма, предназначенная для контроля следующих коагуляционных тестов:

- протромбиновое время (ПВ)
- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
- фибриноген (Фибр)
- тромбиновое время (ТВ)
- антитромбин III (АТ III).

Контроль Dia-CONT I-II получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта. Контроли Dia-CONT I-II представлены двумя уровнями: норма и патология.

Срок годности: при 2-8° в невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе.
Каталожный номер: 91020