

Контрольная плазма специальная А (патология) / Speciality Assayed Control A (SAC - A), кат. № 5302

ФСЗ 2011/11270

система открытая, контрольная плазма, объем 10000 мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма
Назначение	контроль патологии при различных исследованиях
Объем	10000 мкл
Фасовка	контрольная плазма специальная А, с параметрами патологии (1 мл/фл.) – 10 флаконов

Описание

Контрольная плазма специальная А, норма (SAC - A) может быть использована в качестве контроля патологии при исследовании факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, фибриногена, фактора Виллебранда, антигенного и функционального протеина С и протеина S (общего и свободного), а также в хромогенных исследованиях, включая антитромбин III, протеин С, фактор VIII и плазминоген.

Основные характеристики:

- значения факторов II, VII, VIII, IX и X, хромогенного фактора VIII, антитромбина III и протеина С определяются **в соответствии со стандартами ВОЗ**;
- контрольные диапазоны для обычных и специальных исследований;
- получены из плазмы человеческой крови;
- подходят для ручных, полуавтоматических и полностью автоматических методов исследования.