

Контрольный раствор II для Эритротест Цоликлонов Анти-Келл (К) Супер и Анти-CW Супер

ФСР 2008/04006

контрольный раствор

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	контрольный раствор
Область применения	типирование крови в реакции прямой гемагглютинации на плоскости с применением ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОНов Анти-Келл (К) Супер и Анти-CW Супер
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C