

Косметологический аппарат INDIBA Deep Care Elite NS

воздействие радиочастотное, частота 448 кГц,
насадки

INDIBA S.A., Испания



Характеристики

Воздействие	радиочастотное
Частота	448 кГц
Применение	коррекция фигуры / лечение стрий (растяжек) / подтяжка овала лица / разглаживание морщин / эпиляция / эстетическая гинекология
Насадки	Да
Размер	400×530×150 мм

Описание

INDIBA® Deep Care - это неинвазивная методика, включающая доставку RF-энергии с частотой 448 кГц на разную глубину в кожу и подкожно-жировую клетчатку при помощи резистивных и емкостных электродов методика может использоваться при самых разных показаниях и применяется в эстетической медицине, дерматологии, травматологии, хирургии, гинекологии.

Основной механизм действия INDIBA® Deep Care - это нормализация функции клеток, регенеративное, противовоспалительное, противоаллергическое, антиадипогенное и болеутоляющее воздействие, а также стимулирующий эффект, оказываемый на стволовые клетки и т. д. Все эти свойства в сочетании с безопасностью метода делают INDIBA® Deep Care одной из самых универсальных методик в медицине.

Аппараты INDIBA Deep Care можно использовать как для основного лечения, так и в сочетании с другими процедурами для улучшения лечебных и косметических результатов и скорейшего восстановления пациента. Запатентованная технология дополняет хирургические и нехирургические процедуры и позволяет использовать различные протоколы лечения для пациентов. Технология безболезненна, безопасна, универсальна и удобна, а результаты можно увидеть после первого сеанса.

Не противопоказано для:

- металлических и грудных имплантов;
- острого воспаления или очень чувствительных областей (сосковоареолярный комплекс, периокулярная область);
- щитовидной железы;

- розацеа или купероза.

Преимущества INDIBA:

- Монополярный RF-аппарат с мощностью до 200 Вт в резистивном режиме и до 450 Вт в емкостном режиме: глубокий объемный прогрев, высокая скорость проведения процедур и комфорт благодаря электродам большой площади.
- Частота 448 кГц : эффекты RF-воздействия на ткани не ограничиваются нагревом, специфическая частота 448 кГц модулирует активность клеток, оказывает противовоспалительные эффекты, усиливает пролиферацию, ускоряет заживление.
- Технология непрерывной модуляции: изменение мощности во время подачи RF-энергии позволяет снизить тепловую нагрузку и усилить эффект биомодуляции.
- Емкостные и резистивные электроды разных размеров: удобная работа с поверхностными и глубокими слоями кожи и подкожно-жировой клетчатки на любых участках лица и тела.
- Десятки показаний в косметологии, дерматологии, хирургии, реабилитологии, спортивной медицине, гинекологии. Готовые протоколы проведения процедур с рекомендованными параметрами.

Показания для применения INDIBA

В косметологии:

- омоложение кожи, восстановление упругости;
- коррекция контуров фигуры, лечение целлюлита;
- ускорение регенерации тканей после агрессивных процедур;
- подготовка к агрессивным процедурам;
- совместное использование с распространенными косметологическими процедурами для увеличения эффективности; - ускоренное восстановление пациентов - уменьшение синяков, отеков, гиперемии.

В дерматологии:

- лечение себореи, акне, уменьшение воспаления;
- совместное использование с микродермабразией, мезотерапией, контурной пластикой, инъекциями ботулиноксина; - лечение ожогов и ран; л
- лечение рубцов, красных и белых стрий;
- стимулирование кровообращения в области скальпа: укрепление волос и уменьшение их выпадения;
- совместное использование с PRP;
- совместное использование с методиками трансплантации волос.

В пластической хирургии:

- ускорение заживления тканей, сокращение реабилитации;
- уменьшение боли и дискомфорта;
- уменьшение синяков, отеков в послеоперационном периоде;
- сокращение послеоперационных рубцов;
- улучшение результатов липосакций и операций липоскульптурирования;
- уменьшение образования фиброза в послеоперационных зонах.

В гинекологии:

- ускорение заживления тканей, сокращение реабилитации;
- уменьшение боли и дискомфорта;
- улучшение мышечного тонуса и васкуляризации слизистой влагалища;
- нормализация секреторной функции слизистой.

Лечение боли при помощи INDIBA

- восстановление и уменьшение боли после агрессивных процедур, травм, ожогов, хирургических операций;

- лечение хронической боли и уменьшение воспаления.

Комбинированные протоколы

- до и после PRP терапии;
- до и после биоревитализации, мезотерапии;
- до и после IPL процедур;
- до и после CO2 процедур;
- до и после нитей.

Характеристики:

- монополярная радиочастота CAP / RES;
- частота 448 кГц;
- выходная мощность в режиме RES 200 Вт;
- выходная мощность в режиме CAP 450 ВА;
- CAP / RES электроды;
- нейтральный электрод: возвратная пластина позволяет возвращать ионы к активному электроду;
- подогреватель пластины;
- кнопка управления;
- протоколы работы;
- вращающийся сенсорный экран;
- различные насадки;
- с тумбочкой на колесах в сборе;
- полочки для крема/ держатели аксессуаров;
- размеры аппарата без тумбы (ширина / длина / высота): 400 мм / 530 мм / 150 мм;
- размеры аппарата с тумбой (ширина / длина / высота): 913 мм / 444 мм / 559 мм;
- гарантия: 2 год.