

Диагностический реагент Dialab Креатинин

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, субстраты, креатинин,
метод определения колориметрический, 2-х точечный,
модифицированный Яффе, возрастающая реакция,
объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	креатинин
Метод	колориметрический, 2-х точечный, модифицированный Яффе, возрастающая реакция
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Креатинин Creatinine, mod. Jaffe

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) креатинина в сыворотке человека, в плазме или в моче с использованием фотометрических систем анализа.

Метод теста - колориметрический, 2-х точечный, модифицированный Яффе, возрастающая реакция.