

Диагностический реагент Dialab Креатинкиназа NAC

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, ферменты,
креатинкиназа , метод определения кинетический,
нарастающая реакция, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	креатинкиназа
Метод	кинетический, нарастающая реакция
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Креатинкиназа NAC, CK-NAC, opt. DGKC / IFCC.

Диагностический реагент для количественного определения креатинкиназы (CK) in vitro в сыворотке или плазме крови человека.

Метод теста - кинетический, нарастающая реакция.