

Крыштал-MS

СГР BY.70.06.01.002.E.002719.06.18

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, срок годности 3 года, 5 л

НПЦ Химмедсинтез ООО, Беларусь



Характеристики

Состав	метасиликат натрия, комплексообразователь
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Срок годности	3 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.2 % - 10 мин (не менее 18 - 35 С)
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 %
ПСО в ультразвуковых установках	0.2 % - 10 мин (не менее 18 - 35 С)

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----