

Лазерный аппарат Candela Vbeam Perfecta

РЗН 2017/5599

лазер, на красителях, длина волны 595 нм, частота 1.5 Гц, длительность импульсов от 0.45 до 40 мс

Candela Corporation, США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	на красителях
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / коррекция растяжек (стрий) / удаление новообразований / удаление сосудистых звездочек / удаление диффузной красноты / лечение ангиомы у взрослых и детей / лечение гемангиом / лечение винных пятен / лечение купероза / лечение розацеа
Длина волны	595 нм
Частота	1.5 Гц
Длительность импульсов	от 0.45 до 40 мс
Размеры пятен	от 3 до 12 мм мм
Дисплей	10"
Размер	1090×400×760 мм
Вес	132 кг

Описание

Vbeam Perfecta - сосудистый импульсный лазер на красителе Vbeam Perfecta по своей эффективности лидирует в мировом масштабе и подходит для решения широкого спектра проблем. Импульсные лазеры на красителе считаются золотым стандартом лечения сосудистых образований. Только Vbeam Perfecta одобрен и рекомендован FDA для лечения сосудистых патологий у детей, даже у новорожденных.

Преимущества:

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ DCD™: Запатентованная уникальная Система Охлаждения (DCD) обеспечивает последовательное, низкотемпературное охлаждение – распыление на кожу криогена с

возможностью настройки интервала. Все это делает минимальными неприятные ощущения пациента, и в то же время дает наилучшие результаты процедуры, позволяя повышать мощность без риска повреждения кожи;

- ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОИМПУЛЬСА позволяет при более эффективной коагуляции сосудов уменьшить разогрев кожи, тем самым уменьшив опасность изменения пигментации. Особенности технологии заключаются в том, что излучение на сосуд подается не непрерывно за время генерации импульса, а разбивается на «пакеты», состоящие из восьми коротких импульсов (микроимпульсов);
- по сравнению с устройствами IPL, используемыми для лечения удаления сосудов, на Vbeam Perfecta лечение проходит с меньшим дискомфортом, и приводит к лучшим результатам при меньшем количестве процедур;
- пятна размером 3×10 / 3 / 5 / 7 10 и 12 мм для лечения сосудистых поражений; Наконечник 7 PL и 10 PL мм для пигментных поражений;
- широкий спектр показаний и выдающиеся характеристики делают его «обязательным» лазером и необходимой инвестицией для любого серьезного дерматолога.