

Ликвичек Контроль «Гематология-16» / Liquichek Hematology-16 Control

ФСЗ 2009/05388

контроль, для анализаторов разных производителей,
нормальный / низкий / высокий / трехуровневый, 3 мл

Bio-Rad Laboratories, США



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	разных производителей
Уровень	нормальный / низкий / высокий / трехуровневый
Объем	3 мл
Срок использования	с момента производства - 160 дней, после вскрытия - 21 день

Дополнительные характеристики

Аттестованный контрольный материал, созданный для использования на большинстве гематологических анализаторов, которые измеряют до 16 параметров и имеют 3-компонентную дифференцировку лейкоцитов. Данный трехуровневый контроль может использоваться на анализаторах с ручной или автоматической подачей пробы.

Стабилизированные эритроциты человека.

Исследовано для большинства инструментов с 2–16 параметрами.

Фасовка:

- 6×3 мл - низкий / нормальный / высокий;
- 6×3 мл - трехуровневый (2 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:

- 160 дней при температуре 2-8°C (с момента производства);
- стабильность вскрытого флакона – 21 день при температуре 2-8°C.