

Ликвичек Контроль «Гематология-16Т» / Liquichek Hematology-16T Control

ФСЗ 2009/05388

контроль, для анализаторов Abbott / Sysmex,
трехуровневый, 2.5 мл

Bio-Rad Laboratories, США



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Abbott / Sysmex
Уровень	трехуровневый
Объем	2.5 мл
Срок использования	с момента производства - 105 дней, после вскрытия - 14 дней

Дополнительные характеристики

Контрольный материал для контроля качества результатов подсчета форменных элементов крови, полученных на гематологических анализаторах **Sysmex** и **Abbott** с 3-компонентной дифференцировкой лейкоцитов.

Фасовка:

- 12×2.5 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:

- срок годности 105 дней при температуре 2-8°C;
- стабильность вскрытого флакона – 14 дней при температуре 2-8°C.