

Массажер вакуумный ВМ-03

ФСР 2008/03809

разрежение -5--65 кПа, режим 30 мин работы, 20 мин - перерыв, насадки 24 шт., размеры 270×300×260 мм

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Диапазон изменения разрежения	-5--65 кПа
Режим работы повторно-кратковременный	30 мин работы, 20 мин - перерыв
Количество вакуумных насадок в комплекте	24 шт.
Потребляемая мощность	200 В
Размеры	270×300×260 мм
Масса	12 кг

Дополнительные характеристики

Массажер вакуумный переносной ВМ-03 предназначен для лечения остеохондроза и обусловленных им заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых на различные участки тела. Применяется в клиниках, поликлиниках, санаториях, физиотерапевтических и массажных кабинетах.