

Материал гемостатический Ethicon SURGICEL® с эндоскопическим аппликатором

ФСЗ 2011/10822

порошок, целлюлоза, рассасывается

Ethicon Inc., США



Характеристики

Форма выпуска	порошок
Состав	целлюлоза
Рассасывается	Да

Дополнительные характеристики

Гемостатический агент порошок SURGICEL® Ethicon.

Аппликатор эндоскопический SURGICEL, код 3133SPEA:

Эндоскопический аппликатор SURGICEL™ поставляется с гибким внутренним наконечником и жесткой канюлей. Эндоскопический аппликатор SURGICEL™ одноразовый и подлежит утилизации после использования.

Показания к применению:

Эндоскопический аппликатор SURGICEL™ предназначен для доставки порошкообразного гемостатического средства в места кровотечения при хирургических вмешательствах через троакар диаметром 5 мм или более.