

Материал гемостатический Ethicon SURGICEL® SNoW

ФСЗ 2011/10822

салфетка, нетканый материал, рассасывается, 25×50
мм / 51×102 мм / 100×100 мм

Ethicon Inc., США



Характеристики

Форма выпуска	салфетка
Состав	нетканый материал
Рассасывается	Да
Размер	25×50 мм / 51×102 мм / 100×100 мм

Дополнительные характеристики

Surgicel Snow, Ethicon - гемостатическое средство из нетканного материала .

Уникальная структура позволяет еще лучше взаимодействовать с поверхностью раны, увеличивая скорость достижения гемостаза. Рекомендован для работы малоинвазивным доступом в: общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии и гинекологии.

Эффективность

Доказанная эффективность и безопасность. Единственные рассасывающиеся гемостатики, доказавшие свой бактерицидный эффект на микроорганизмах широкого спектра. Рассасывается в течение 7–14 дней Гемостаз достигается на 43% быстрее в сравнении с SURGICEL Original.

Показания:

Surgicel SNoW идеален для операций малоинвазивным доступом.

Особенности:

1. Необходимо использовать только в том количестве, которое требуется для достижения гемостаза. Для ускорения процесса рассасывания и для сведения к минимуму возможную реакцию организма на инородное тело удалите излишки гемостатика.
2. рекомендовано применять в небольших количествах и с осторожностью чтобы избежать закупорки уретры, катетера или мочеточника частичками материала.
3. Не рекомендуется использование Серджиселя СНоУ (Surgicel SNoW) в гнойных ранах, удалите материал при необходимости такого использования.

4. При ламинэктомии и переломах, после остановки кровотечения Серджисел СНоУ (Surgicel SNoW) необходимо извлечь из операционного поля.

5. Материал не прилипает к инструментам и перчаткам, стабилен, допускается хранение при комнатной температуре.

Форма выпуска:

Индивидуальная упаковка, размеры: 2.5×5 / 5.1×10.2 / 10×10 см. Стерильно.