

Шовный материал Ethicon Monocryl Plus

ФСЗ 2010/07135

рассасывающийся, среднее время рассасывания,
структура мононить, полигликолид, полное
рассасывание 90-120 суток, с иглой, кривизна 1/2 (H) /
3/8 (D)

Johnson & Johnson, Бельгия



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Время рассасывания	среднее
Структура нити	мононить
Материал нити	полигликолид
Состав нити	сополимер гликолида, эпислон-капролактон
Толщина нити	6/0 (0.7) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) USP (Eur.Ph)
Потеря 50% прочности	- суток
Полное рассасывание	90-120 суток
Цвет нити	неокрашенная / фиолетовый

Игла

Тип иглы	колющая / обратно-режущая / колюще-режущая
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D)

Описание

Шовный материал Ethicon Monocryl Plus - синтетическая рассасывающаяся нить с антисептическим покрытием. MONOCRYL PLUS используется в различных видах хирургии, преимущественно для ушивания кожи, наложения швов на толстый и тонкий кишечник, брюшину, мочевого пузыря и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).

Профиль рассасывания. Полное рассасывание нити MONOCRYL PLUS в хирургической ране наступает между 90 и 120 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв. Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL PLUS с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв. При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течении 14 дней после наложения шва.

Покрытие IRGACARE (триклозан). Шовный материал MONOCRYL PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства.

Триклозан - антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющее рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течении первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE (триклозан) нити MONOCRYL PLUS in vitro:

- грамположительные: Staphylococcus aureus, Staphilococcus epidermidis, MRSA, MRSE.
- грамотрицательные: - E. coli; - Klebsiella Pnemoniae.

Типы игл:

- колющая игла 1/2 окружности, длина 13-40 мм;
- колющая игла 3/8 окружности, длина 17 мм;
- колюще-режущая игла 1/2 окружности, длина 36 мм;
- обратно-режущая игла 3/8 окружности, длина 13-26 мм.

Длина нити: от 45 см до 90 см в зависимости от типа иглы и толщины нити.

Толщина нити: от 1 до 6/0.

Цвет нити: фиолетовая / неокрашенная нить.