

Диагностический реагент Dialab Мочевина UV Auto

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, мочевины, метод определения ультрафиолетовый, 2-х точечная кинетика (фиксированное время), падающая реакция, GLDH, объем 50 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	мочевина
Метод	ультрафиолетовый, 2-х точечная кинетика (фиксированное время), падающая реакция, GLDH
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл
Состав набора	R1: 4×50 ml R2: 1×50 ml

Дополнительные характеристики

Мочевина UV Auto, Urea UV Auto, Urease / GLDH

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) мочевины в сыворотке, плазме или в моче человека с использованием фотометрических систем анализа.

Метод теста - ультрафиолетовый, 2-х точечная кинетика (фиксированное время), падающая реакция, GLDH.