

Монитор пациента Philips IntelliVue MX800

ФСЗ 2012/1306

стационарный, 19", до 12 параметров, термопринтер, сигнализация

Philips, Германия



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	19"
Отображение до	12 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	364×478×152 мм
Вес	12 кг

Описание

Монитор пациента IntelliVue MX800 представляет собой универсальное модульное решение для мониторинга, отвечающее широкому спектру требований. Монитор можно подключить к семейству многопараметрических измерительных модулей Philips и их расширениям, сменным измерительным модулям и газоанализаторам IntelliVue с помощью технологии «plug-and-play». Имеются специальные конфигурации для работы в условиях анестезиологического, реанимационного, кардиологического отделений, отделения общего профиля, а также отделения неонатологии.

Экран - 19", возможность подключения независимого настраиваемого и управляемого дисплея и вспомогательного дисплея), интегрированная платформа для приложений Windows, портальная технология, беспроводной пульт управления, вес - 12 кг. Дисплей и блок обработки данных объединены в одном устройстве.

Табличные и графические тренды от 4 до 72 часов. Анализ аритмий и смещений ST-сегмента, карта ST-сегмента. Мониторинг интервала QT/QTc. Калькулятор лекарственных средств. Расчет параметров легочной вентиляции, гемодинамики и оксигенации. Поддержка скрининга, реанимационных и терапевтических мероприятий при сепсисе.

Возможность проводного или беспроводного подключения в больничную сеть.

Мониторируемые параметры:

- ЭКГ;
- дыхание;
- пульсоксиметрия/плетизмография пульса – до 2 каналов;
- неинвазивное артериальное давление;

- инвазивное артериальное давление – до 10 каналов;
- температура – до 4 каналов;
- капнография в основном и боковом потоках;
- оксикардиореспираграмма;
- измерение сердечного выброса методом PICCO и методом термодилуции правого отдела сердца;
- поддержка модуля ингаляционных анестетиков;
- поддержка биспектрального анализа глубины наркоза;
- поддержка электроэнцефалографии;
- поддержка спирометрии при подключении к аппарату ИВЛ с помощью IntelliBridge или с помощью модуля спирометрии;
- поддержка нейромышечной проводимости.