

МОЙ-Концентрат для ПСО

СГР ВУ.70.06.01.002.Е.000746.02.14

способ обработки ручной / с применением
ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий
медицинского назначения / эндоскопов и
инструментов к ним, ферментосодержащее, срок
годности 3 года, 1 л / 5 л

Инвадес ООО, Беларусь



Характеристики

Состав	ПГМГ - 5%, энзимы - до 5%
Способ применения	ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Срок годности	3 года
Фасовка	1 л / 5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.25 % - 15 мин / 0.5 % - 5 мин
---------------------	---------------------------------