

Моющее средство Steris KLENZYME

СГР ВУ.70.07.01.015.Е.008416.08.11

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, ферментосодержащее

Steris Corporation, США



Характеристики

Состав	содержит протеазу
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да

Дополнительные характеристики

KLENZYME - это жидкое средство для ПСО на основе ферментов.

Содержит протеазу, которая эффективна при удалении белков (кровь, слизь, кал, альбумин и т. д.).

Область применения: ПСО медицинских приборов, инструментов, стеклянной посуды (хирургические инструменты, зеркала, гибкие оптоволоконные эндоскопы и др.).

Безопасен для использования с большинством материалов, обычно используемых при производстве медицинского оборудования.

Может использоваться в ультразвуковых машинах, автоматизированном оборудовании с циклами предварительного замачивания и ручных операциях очистки.

Фасовка: 3.78 л (1 галлон).