

Набор ALPREP-5 для автоматического выделения ДНК/РНК из биологического материала

для выделения, ДНК / РНК, SARS-CoV-2

Альгимед Техно ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК / РНК
Определяемый параметр	SARS-CoV-2

Дополнительные характеристики

Набор «ALPREP-5» для автоматического выделения ДНК/РНК из биологического материала, Альгимед Техно. Беларусь.

Готовые наборы реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из назофаренгиальных мазков, смывов с ротоглотки и носовой полости для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 для работы с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот.

Состав набора

Наименование	Количество
Буфер ALPREP лизирующий	96 × 0.4 мл (1 планшет)
Буфер ALPREP промывочный № 1	96 × 0.7 мл (1 планшет)
Буфер ALPREP промывочный № 2	96 × 0.7 мл (1 планшет)
Буфер ALPREP элюирующий	96 × 0.1 мл (1 планшет)
Буфер ALPREP для хранения	1.8 мл (1 планшет)
Наконечники для выделения	96 образцов (1 планшет)

Наборы адаптированы и валидированы для работы со следующими автоматическими станциями:

- станция автоматическая **KingFisher** (Thermo Scientific);
- станция автоматическая **Auto-Pure 96** (Hangzhou Allsheng Instruments Co);

- автоматическая станция **INOPurauto-96** (INOVIA);
- станция **Nexor 96** (Yantai Addcare Biotech Co.Ltd).

Протоколы валидации и адаптации согласованы и выполнены совместно с доверенными представителями производителей оборудования и позволяют получить корректные результаты.