

Набор Bio-Rad Фунгитест для определения чувствительности к антибиотикам

ФСЗ 2009/04380

для открытых систем, определение чувствительности к антибиотикам, 10 шт.

Bio-Rad Laboratories, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	определение чувствительности к антибиотикам
Упаковка	флакон
Фасовка	10 шт.

Дополнительные характеристики

Тест система для определения чувствительности дрожжей к антимикробным препаратам. Основан на определении роста дрожжей в присутствии 6 антигрибковых препаратов в 2 различных концентрациях, в модифицированной RPMI 1640 буферной среде, с цветовым индикатором.