

Набор реагентов BioMerieux Mycoplasma IST 2

ФСЗ 2011/10309

для открытых систем, определение чувствительности к антибиотикам, 25 шт., объем 200 мкл

BioMerieux, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	определение чувствительности к антибиотикам
Упаковка	флакон
Фасовка	25 шт.
Объем исследуемого образца	200 мкл

Дополнительные характеристики

Mycoplasma IST 2 – набор реагентов для определения титра и чувствительности микоплазм.

В диагностический набор входит транспортная среда (жидкая), селективная среда для культивирования и стрип с 22 тестами. Параметры питательной среды (рН, питательные субстраты, ростовые факторы) оптимальны для роста микоплазм. При наличии роста в среде специфические субстраты (мочевина для *U. urealyticum* и аргинин для *M. hominis*) и индикатор (феноловый красный) меняют цвет в результате изменения рН. Селективность среды обеспечивается добавлением трех антибиотиков и одного антимикотика, подавляющих рост контаминирующей флоры. После засева среду вносят в лунки стрипа. Стрип позволяет одновременно проводить идентификацию и полуколичественный учет микоплазм и уреоплазм, а также определять чувствительность к 9 основным антибиотикам, применяемым для лечения урогенитального микоплазмоза. Каталожный номер - 42505