

Набор контрольных растворов гемоглобина Медлакoр Гемаконт

ФСР 2010/09036

реагент

Медлакoр С.-П. ООО, Россия



Характеристики

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | реагент                                                                                                                                               |
| Назначение | для проведения контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации гемоглобина унифицированным гемиглобинцианидным методом |
| Уровень    | нормальный / низкий / высокий                                                                                                                         |