

Набор КреативМП-ГЕПАТИТ С

ФСР 2011/10136

выявление гепатит С, анализируемый материал
плазма / сыворотка / цельная кровь

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Выявление	гепатит С
Анализируемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь

Дополнительные характеристики

Набор реагентов «КреативМП-Гепатит С» для выявления антител к вирусу Гепатита С (HCV) иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления антител к вирусу Гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор предназначен для использования в клинической практике, а также для самостоятельного использования потребителем (при отпуске гражданам наборов аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения) при проведении диагностических исследований in vitro.