

Набор КреативМП-ГЕПАТИТ В

ФСР 2011/10136

выявление гепатит В, анализируемый материал
плазма / сыворотка / цельная кровь

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Выявление

гепатит В

Анализируемый материал

плазма / сыворотка / цельная кровь

Дополнительные характеристики

Набор реагентов «КреативМП-ГЕПАТИТ В» для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор предназначен для использования в клинической практике, а также для самостоятельного использования потребителем (при отпуске гражданам наборов аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения) при проведении диагностических исследований in vitro.