

Набор КреативМП-СИФИЛИС

ФСР 2011/10136

выявление сифилис, анализируемый материал
плазма / сыворотка / цельная кровь

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Выявление

сифилис

Анализируемый материал

плазма / сыворотка / цельная кровь

Дополнительные характеристики

Набор реагентов «КреативМП-СИФИЛИС» для выявления антител к бледной трепонеме - *Treponema pallidum* (TP) иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления (IgG, IgM) антител к *Treponema pallidum* (TP) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор предназначен для использования в клинической практике, а также для самостоятельного использования потребителем (при отпуске гражданам наборов аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения) при проведении диагностических исследований *in vitro*.