

ΦСР 2011/10136

выявление туберкулез, анализируемый материал
плазма / сыворотка / цельная кровь

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Выявление	туберкулез
Анализируемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь

Дополнительные характеристики

Набор реагентов «КреативМП-ТУБЕРКУЛЕЗ» для выявления антител к туберкулезу иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления всех изотипов (IgG, IgM, IgA) антител к туберкулёзу в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор предназначен для использования в клинической практике, а также для самостоятельного использования потребителем (при отпуске гражданам наборов аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения) при проведении диагностических исследований *in vitro*.