

Набор КреативМП-ВИЧ1/2

ФСР 2011/10136

выявление ВИЧ, анализируемый материал плазма /
сыворотка / цельная кровь

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Выявление	ВИЧ
Анализируемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь

Дополнительные характеристики

Набор реагентов «КреативМП-ВИЧ 1/2» для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2) иммунохроматографическим экспресс-методом предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор предназначен для использования в клинической практике, а также для самостоятельного использования потребителем (при отпуске гражданам наборов аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения) при проведении диагностических исследований in vitro.