

Набор реагентов РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип для дифференциального выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска

ФСР 2012/13151

для определения, ДНК, папиллома

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	папиллома
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект 1: - положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки (по 1,0 мл); - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 4 планшета по 96 пробирок (каждый планшет состоит из 24 стрипов по 4 пробирки (ГРС 1, 2, 3, 4)); Принадлежности: - стрипированный крышки для пробирок – 48 стрипов по 8 штук или - оптическая пленка – 5 листов. Комплект 2: - положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки (по 1,0 мл); - реакционная смесь для ПЦР (РС 1, 2, 3, 4), лиофилизированная, расфасованная по 250 мкл – 44 пробирки (по 11 пробирок каждой РС, одна пробирка на 9 определений); - раствор для восстановления (РВ) – 6 флаконов.