

Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопирам-МиниМед

ФСР 2007/00154

набор реагентов, для обнаружения следов крови,
порошок амидопирина / порошок анилина
гидрохлорида, -1500 определений

МиниМед ООО, Россия



Характеристики

Тип	набор реагентов
Назначение	для обнаружения следов крови
Состав набора	порошок амидопирина / порошок анилина гидрохлорида
Объемы в наборе	Реагент №1 - амидопирин Реагент №2 - анилин гидрохлорид
Количество определений	-1500