

Набор реагентов TS-АДФ для определения АДФ-агрегации тромбоцитов

ФСР 2012/13829

система открытая, исследование функции тромбоцитов

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	исследование функции тромбоцитов
Назначение	определение АДФ-агрегации тромбоцитов

Описание

Набор реагентов Технология-Стандарт АДФ применяется в качестве индуктора агрегации тромбоцитов при записи агреатограмм. Используется для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбоцитарного гемостаза, а также контроля за антиагрегантной терапией и др.

Принцип метода

Регистрируется агрегация тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме крови в присутствии индуктора агрегации АДФ при помощи оптического (турбидиметрического) или кондуктометрического агрегометра по изменению оптической плотности или электропроводности раствора.

Состав набора:

1. АДФ (лиофильно высушенный)
2. Растворитель для АДФ