

Набор реагентов -Амилаза-ВИТАЛ (энзиматический кинетический метод)

ФСР 2010/07731

реагенты, система открытая, ферменты, активность альфа-амилазы, метод определения энзиматический кинетический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность альфа-амилазы
Метод	энзиматический кинетический
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов α -Амилаза-ВИТАЛ для определения активности α -Амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче.

РЕАГЕНТ № 1. Буфер (конечная концентрация)

HEPES – 100 ммоль/л, pH 7.5

NaCl – 50 ммоль/л

MgCl₂ – 10 ммоль/л

Альфа-глюкозидаза – 2 500 U/л

РЕАГЕНТ № 2. Субстрат

EPS – 5 ммоль/л