

Набор реагентов АСТ-ВИТАЛ (метод Райтмана-Френкеля)

ФСР 2010/07732

реагенты, система открытая, ферменты, активность аспаратаминотрансферазы, метод определения унифицированный Райтмана-Френкеля

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность аспаратаминотрансферазы
Метод	унифицированный Райтмана-Френкеля
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов АСТ-ВИТАЛ для определения активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.

РЕАГЕНТ № 1. Субстратная смесь

L-аспарагиновая кислота – 0.1 моль/л

Альфа-кетоглутаровая кислота – 2.0 ммоль/л

Фосфатный буфер pH 7.4 – 0.1 моль/л

РЕАГЕНТ № 2

Раствор 2,4 ДНФГ 2,4-динитрофенилгидразин – 1.0 ммоль/л соляная кислота – 1.0 моль/л

КАЛИБРАТОР

Пируват натрия – 1.0 ммоль/л

РЕАГЕНТ № 4

Гидроксид натрия NaOH – 4.0 моль/л