

Набор реагентов ЛДГ-ВИТАЛ

ФСР 2010/07730

реагенты, система открытая, ферменты, активность
лактатдегидрогеназы , метод определения
оптимизированный кинетический энзиматический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность лактатдегидрогеназы
Метод	оптимизированный кинетический энзиматический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов ЛДГ-ВИТАЛ для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови.

Реагент № 1. Буфер
Пируват – 0.60 ммоль/л
Фосфат – 50 ммоль/л

Реагент № 2. Лиофилизат
NADH – 0.18 ммоль/л