

Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-ВИТАЛ

ФСР 2010/08369

реагенты, система открытая, ферменты, активность
МВ-изозима креатинкиназы, метод определения
оптимизированный кинетический иммунологический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность МВ-изозима креатинкиназы
Метод	оптимизированный кинетический иммунологический
Материал исследования	сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-МВ-ВИТАЛ для определения активности МВ-изозима креатинкиназы в сыворотке крови оптимизированным кинетическим иммунологическим методом.