

Набор реагентов Панкреатическая -Амилаза-ВИТАЛ

ФСР 2010/06685

реагенты, система открытая, ферменты, активность альфа-амилазы, метод определения энзиматический кинетический иммунологический, объем 100 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность альфа-амилазы
Метод	энзиматический кинетический иммунологический
Материал исследования	сыворотка крови
Объем	100 мл
Состав набора	1. Реагент 1. 2. Реагент 2 - субстрат EPS 5 ммоль/л.

Дополнительные характеристики

Набор реагентов ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ α -АМИЛАЗА-ВИТАЛ для определения активности панкреатической фракции α -амилазы в сыворотке крови энзиматическим кинетическим иммунологическим методом.

Чувствительность не более 15 U/l, линейность до 1000 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воды или рабочего реагента. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора 12 месяцев.