

## Набор реагентов Альбумин-ВИТАЛ

ФСР 2010/08245

реагенты, система открытая, субстраты, альбумин,  
метод определения унифицированный  
колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



### Характеристики

---

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип                   | реагенты                          |
| Система               | открытая                          |
| Группа                | субстраты                         |
| Параметр определения  | альбумин                          |
| Метод                 | унифицированный колориметрический |
| Материал исследования | плазма крови / сыворотка крови    |

### Дополнительные характеристики

---

**Набор реагентов Альбумин-ВИТАЛ** для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом.

#### РЕАГЕНТ № 1. Монореагент

Ацетатный буфер pH 4.2 – 50.0 ммоль/л

БКЗ – 0.10 ммоль/л

Детергент

#### КАЛИБРАТОР

Альбумин сывороточный – 60.0 г/л

Натрий хлористый – 154.0 ммоль/л