

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ (гексокиназный метод)

ФСР 2008/02898

реагенты, система открытая, субстраты, глюкоза,
метод определения гексокиназный

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	глюкоза
Метод	гексокиназный
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Состав набора	Реагент №1. Буфер. Фосфатный буфер, рН 7,5 – 150 ммоль/л Фенол – 10 ммоль/л Реагент №2. Лиофилизат Глюкозооксидаза – 25 000 ед/л Пероксидаза –1 500 ед/л 4-аминоаипирин – 0,16 ммоль/л Калибратор Глюкоза – 10 ммоль/л

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ для определения концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови гексокиназным методом.