

Набор реагентов LDL-холестерин-ВИТАЛ

РЗН 2019/8803

реагенты, система открытая, липидный профиль, холестерин, метод определения энзиматический колориметрический с селективной защитой, без осаднения

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	холестерин
Метод	энзиматический колориметрический с селективной защитой, без осаднения
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов LDL-холестерин-ВИТАЛ для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом.