

## Набор реагентов HDL-холестерин-ВИТАЛ (метод избирательной преципитации)

ФСР 2011/11080

реагенты, система открытая, липидный профиль,  
холестерин, метод определения избирательной  
преципитации

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



### Характеристики

---

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Тип                   | реагенты                       |
| Система               | открытая                       |
| Группа                | липидный профиль               |
| Параметр определения  | холестерин                     |
| Метод                 | избирательной преципитации     |
| Материал исследования | плазма крови / сыворотка крови |

### Дополнительные характеристики

---

**Набор реагентов HDL-холестерин-ВИТАЛ** для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом избирательной преципитации.

#### **РЕАГЕНТ № 1. Осаждающий реагент (конечные концентрации)**

Фосфорновольфрамовая кислота – 0.55 ммоль/л

Магния хлорид – 25 ммоль/л

#### **КАЛИБРАТОР**

Холестерин – 1.29 ммоль/л (50 мг/100 мл)