

Набор реагентов HDL-холестерин-ВИТАЛ (энзиматический колориметрический метод)

ФСР 2011/11080

реагенты, система открытая, субстраты, холестерин,
метод определения энзиматический
колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	холестерин
Метод	энзиматический колориметрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов HDL-холестерин-ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом.

РЕАГЕНТ № 1

- Good's Буфер (pH 7,0) 30 ммоль/л
- Пероксидаза 2400 ед/л
- Хромогенные субстраты
- Антитела к человеческому β -липопротеиду

РЕАГЕНТ № 2

- Good's Буфер (pH 7,0) 30 ммоль/л
- Холестеролоксидаза 20000 ед/л
- Холестеролэстераза 4000 ед/л
- Хромоген