

Набор реагентов Иммуноглобулин-М ВИТАЛ

ФСР 2010/09118

реагенты, система открытая, специфические белки, IgM, метод определения иммунотурбидиметрический, 400 определений

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Тип                    | реагенты                 |
| Система                | открытая                 |
| Группа                 | специфические белки      |
| Параметр определения   | IgM                      |
| Метод                  | иммунотурбидиметрический |
| Материал исследования  | сыворотка крови          |
| Количество определений | 400                      |

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Иммуноглобулин-М ВИТАЛ

**Назначение:** определение концентрации иммуноглобулина М (IgM) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом.